



SCHRITTE ZUM ANBAU VON MYCOBAG



Öffnen Sie den Beutel erst bei der Abholung.



In einen Raum mit einer Temperatur von 25 Grad Celsius stellen.



Warten Sie, bis der Schleier reißt.



Tragen Sie Handschuhe oder waschen Sie sich gründlich die Hände.



Sammeln Sie es ein, wenn Sie sehen, wie der Schleier des Hutes reißt.



Besprühen Sie den Innenraum mit einer Sprühflasche mit Wasser.



Verschließen Sie den Beutel wieder mit Hilfe von Klebeband oder ähnlichem.